


Blotting-Reagenzien


Nachweis von Proteinen



Kolorimetrie:

Detektion über Sekundärantikörper konjugiert mit Gold-Nanopartikeln

Hyperblot-M/-R/-Kit



Chemilumineszenz:

Detektion über HRP-konjugierte Sekundärantikörper mittels Luminol-Enhancer-Lösung und Peroxid-Puffer

Hyperblot-C-HRP

- Schneller und unkomplizierter Nachweis von Proteinen
- Beide Blotting-Reagenzien geeignet für Western-Blots oder Dot-Blots

Blotting-Reagenzien

Hyperblot-M/-R/-Kit

Fertigreagenz aus Sekundärantikörpern konjugiert mit Gold-Nanopartikeln:

Für Primärantikörper aus Maus (mouse, M) oder Kaninchen (rabbit, R) Herkunft geeignet
Proteine erkennbar an rötlich erscheinenden Banden auf Blotting-Membran
Detektion mittels Digitalkamera oder Dokumentationsgerät
Hyperblot-Kit: Kombination aus Blocking-Lösung und Fertigreagenz in einem Kit

Artikel	Menge	Art.-Nr.	Preis (€)
<i>my-Budget</i> Hyperblot-Kit-M	Reagenz-M: 5 x 10 ml Blocking-Lösung: 5 x 14 ml	88-0005-50-MB	139,00
<i>my-Budget</i> Hyperblot-Kit-R	Reagenz-R: 5 x 10 ml Blocking-Lösung: 5 x 14 ml	88-0015-50-RB	139,00

Hyperblot-C-HRP

Chemilumineszenzsubstrat: Arbeitslösung für den Peroxidase-vermittelten Nachweis von Proteinen mit HRP-gekoppelten Sekundärantikörpern:

Geringe Nachweisgrenze von Proteinen und verlässliche Quantifizierung
Sehr hohe Stabilität und Reaktivität verbunden mit hoher Sensitivität und Hintergrundneutralität
Universelle Blocking-Lösung und universeller Waschpuffer separat verfügbar
Detektion über Chemilumineszenz-Imaging-System oder Röntgenfilm

Artikel	Menge	Art.-Nr.	Preis (€)
<i>my-Budget</i> Hyperblot-C-HRP	40 ml	88-1050-0040	69,00
<i>my-Budget</i> Hyperblot-C-HRP	250 ml	88-1050-0250	229,00
<i>my-Budget</i> Hyperblot-C-HRP	1000 ml	88-1050-1000	799,00
<i>my-Budget</i> Hyperblock-C	60 ml	88-1060-0060	39,00
<i>my-Budget</i> Hyperblock-C	500 ml	88-1060-0500	129,00
<i>my-Budget</i> Hyperwash-C (10x)	500 ml	88-1070-0500	69,00

Fragen Sie nach unseren
Blotting-Reagenzien.
Gerne informieren wir Sie!

Fordern Sie unser komplettes
Katalogprogramm an!
Sie erreichen uns unter:

Tel.: 02151 - 65 20 830
oder
per Mail: info@bio-budget.de



Wir beraten Sie gerne auch vor Ort. Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin.
Sie erreichen uns unter:

Telefon: 02151 - 65 20 830
Telefax: 02151 - 65 20 835
E-Mail: info@bio-budget.de
www.bio-budget.de

Bio-Budget Technologies GmbH
Dießemer Bruch 150
47805 Krefeld

Alle Preise verstehen sich zzgl. der aktuell gültigen MwSt. Ab 250,- Euro Nettoauftragswert übernehmen wir für Sie die gesamten Verpackungs- und Frachtkosten. Unsere AGB's können Sie unter www.bio-budget.de einsehen.